




LevelOne Fixation

Osteosíntesis 1.5 Micro



¡La cirugía oral y maxilofacial es nuestra pasión! Nuestro objetivo es perfeccionarla junto con nuestros clientes. Trabajamos día a día para desarrollar productos y servicios innovadores que satisfagan los requisitos de calidad más exigentes y contribuyan al bienestar del paciente.

Índice

	Páginas
Características del producto	4-5
Campos de aplicación de 1.5 Micro	6
Sinopsis de materiales	7
Gama de productos	8-30
■ Implantes	8-17
■ Tornillos	8-9
■ Midface y placas de osteosíntesis universales	10-19
■ Orthognathics	20-23
■ Cranium	24-29
■ Instrumentos	30-37
■ Almacenamiento	38-45
Índice de números de artículo	46

Característica, función y beneficio







Con LevelOne, KLS Martin ofrece un sistema completo para la osteosíntesis con placas y tornillos. Una variedad claramente estructurada de implantes, de uso universal y diseño específico para cada aplicación, cubre las más diversas áreas de la cirugía oral y maxilofacial.

El almacenamiento consiste en módulos básicos, módulos de almacenamiento y dispositivos de almacenamiento de tornillos codificados por colores, individualmente equipables y combinables entre sí según las necesidades.

Los cirujanos siempre pueden elegir entre emplear módulos preconfigurados o componer su propio sistema. Las opciones de configuración son ilimitadas.

LevelOne – un concepto coherente, que se ha vuelto indispensable en la osteosíntesis.

LevelOne – Implantes

	Característica y función	Beneficio
Tornillos maxDrive® 	■ Guía autocentrante predefinida ■ Mecanismo de autorretención ■ Diferentes versiones ■ Estándar ■ Drill-Free ■ Emergencia Ø 1,8 mm	■ Fácil extracción y enroscado del tornillo ■ Posibilidad de enroscado en ángulo ■ Transmisión directa de la fuerza de la hoja del destornillador al tornillo ■ Variación de tornillos para múltiples posibilidades de aplicación
Cargadores con clip e instrumentos 	■ Clips para tornillos e instrumentos codificados por colores	■ Identificación rápida y sencilla de los implantes e instrumentos correspondientes
Placas 	Diseños variados de placas ■ Geometrías de placas universales ■ Diseños de implante específicos	■ Cobertura versátil de una amplia gama de campos de aplicación
Almacenamiento 	■ Módulos de almacenamiento LevelOne libremente combinables	■ Almacenamiento compacto de instrumentos e implantes ■ Flexibilidad y adaptación a las necesidades individuales de los clientes

LevelOne Fixation


Campos de aplicación

Los campos de aplicación posibles son tan variados como el propio sistema LevelOne:

- Traumatismos mediofaciales
- Ortognacia
- Anclaje ortodóntico
- Cirugía craneofacial
- Neurocirugía
- Fijación de injertos óseos



Sinopsis de materiales

		
	Placas	Tornillos
Materiales	 Titanio puro de calidad de implante	 Aleación de titanio de calidad de implante Ti-6Al-4V
Normas	DIN ISO 5832-2 DIN 17850 ASTM F 67	DIN ISO 5832-3 DIN 17851 ASTM F 136a

Tornillos Micro 1,5 mm

maxDrive®    

Tornillos Micro Ø 1,5 mm autosujetantes

	Ø x L (mm)	maxDrive® 5	STERILE R 5	STERILE R 1
	1,5 x 3,5 mm	25-875-03-09	25-875-03-75	25-875-03-71
	1,5 x 4 mm	25-875-04-09	25-875-04-75	25-875-04-71
	1,5 x 5 mm	25-875-05-09	25-875-05-75	25-875-05-71
	1,5 x 6 mm	25-875-06-09	25-875-06-75	25-875-06-71
	1,5 x 7 mm	25-875-07-09	25-875-07-75	25-875-07-71
	1,5 x 8 mm	25-875-08-09	25-875-08-75	25-875-08-71
	1,5 x 9 mm	25-875-09-09	25-875-09-75	25-875-09-71
	1,5 x 11 mm	25-875-11-09	25-875-11-75	25-875-11-71
	1,5 x 13 mm	25-875-13-09	25-875-13-75	25-875-13-71
	1,5 x 15 mm	25-875-15-09	25-875-15-75	25-875-15-71
	1,5 x 17 mm	25-875-17-09		
	1,5 x 19 mm	25-875-19-09		

Tornillos de emergencia Ø 1,8 mm autosujetantes

	Ø x L (mm)	maxDrive® 5	STERILE R 5	STERILE R 1
	1,8 x 3,5 mm	25-876-03-09	25-876-03-75	25-876-03-71
	1,8 x 4 mm	25-876-04-09		
	1,8 x 5 mm	25-876-05-09	25-876-05-75	25-876-05-71
	1,8 x 7 mm	25-876-07-09	25-876-07-75	25-876-07-71

Tornillos Drill-Free Ø 1,5 mm autosujetantes

	Ø x L (mm)	maxDrive® 5	STERILE R 5	STERILE R 1
	1,5 x 3,5 mm	25-878-03-09		25-878-03-71
	1,5 x 4 mm	25-878-04-09	25-878-04-75	25-878-04-71
	1,5 x 5 mm	25-878-05-09	25-878-05-75	25-878-05-71
	1,5 x 6 mm	25-878-06-09	25-878-06-75	25-878-06-71
	1,5 x 7 mm	25-878-07-09	25-878-07-75	25-878-07-71



Significado de los iconos

Ti Aleación de titanio

 maxDrive®

 Centre-Drive®

1 Unidad de embalaje

STERILE R Implantes embalados de forma estéril

Centre-Drive® **5**

Tornillos Micro Ø 1,5 mm autosujetantes



Ø x L (mm)	Centre-Drive®	STERILE R
1,5 x 3,5 mm	25-665-03-09	25-665-03-75
1,5 x 4 mm	25-665-04-09	25-665-04-75
1,5 x 5 mm	25-665-05-09	25-665-05-75
1,5 x 6 mm	25-665-06-09	25-665-06-75
1,5 x 7 mm	25-665-07-09	25-665-07-75
1,5 x 8 mm	25-665-08-09	25-665-08-75
1,5 x 9 mm	25-665-09-09	25-665-09-75
1,5 x 11 mm	25-665-11-09	25-665-11-75
1,5 x 13 mm	25-665-13-09	25-665-13-75
1,5 x 15 mm	25-665-15-09	25-665-15-75

Tornillos de emergencia Ø 1,8 mm autosujetantes



Ø x L (mm)	Centre-Drive®	STERILE R
1,8 x 3,5 mm	25-666-03-09	25-666-03-75
1,8 x 5 mm	25-666-05-09	25-666-05-75
1,8 x 7 mm	25-666-07-09	25-666-07-75

Tornillos Drill-Free Ø 1,5 mm autosujetantes



Ø x L (mm)	Centre-Drive®	STERILE R
1,5 x 4 mm	25-668-04-09	25-668-04-75
1,5 x 5 mm	25-668-05-09	25-668-05-75
1,5 x 6 mm	25-668-06-09	25-668-06-75
1,5 x 7 mm	25-668-07-09	25-668-07-75

Implantes: Midface y placas de osteosíntesis universales

Smart Orbital Groove Plate



1/1

25-044-32-09  1

25-044-32-71  1

Placa para suelo de la órbita Smart,
Groove
premoldeada en 3D,
para órbita izquierda

 = 0,4 mm



25-044-33-09  1

25-044-33-71  1

Placa para suelo de la órbita Smart,
Groove
premoldeada en 3D,
para órbita derecha

 = 0,4 mm



Significado de los iconos

-  Titanio puro
-  Grosor de placa
-  Unidad de embalaje
-  Implantes embalados de forma estéril

Smart Orbital Grid Plates



1/1

25-045-35-09  
 25-045-35-71  

Placa para suelo de la órbita Smart, Grid, tamaño S premoldeada en 3D, para órbita izquierda

 = 0,5 mm



25-045-36-09  
 25-045-36-71  

Placa para suelo de la órbita Smart, Grid, tamaño S premoldeada en 3D, para órbita derecha

 = 0,5 mm



25-045-40-09  
 25-045-40-71  

Placa para suelo de la órbita Smart, Grid, tamaño L premoldeada en 3D, para órbita izquierda

 = 0,5 mm




25-045-41-09  
 25-045-41-71  

Placa para suelo de la órbita Smart, Grid, tamaño L premoldeada en 3D, para órbita derecha

 = 0,5 mm


Implantes: Midface y placas de osteosíntesis universales





Significado de los iconos


- Ti** Titanio puro
-  Grosor de placa
- 1** Unidad de embalaje
- STERILE IR** Implantes embalados de forma estéril



25-043-09-09 **Ti** **1**  = 0,3 mm

25-043-09-71 **Ti** **1**  = 0,3 mm

Malla para suelo de la órbita



25-043-01-09 **Ti** **1**  = 0,3 mm

25-043-01-71 **Ti** **1**  = 0,3 mm

25-043-02-09 **Ti** **1**  = 0,5 mm

25-043-02-71 **Ti** **1**  = 0,5 mm

Malla para suelo de la órbita

$\frac{1}{4}$ 			
25-302-12-09 Ti 5	25-302-70-09 Ti 5	25-304-00-09 Ti 5	25-304-55-09 Ti 5
25-302-12-91 Ti 1	25-302-70-91 Ti 1	25-304-00-91 Ti 1	25-304-55-91 Ti 1
25-302-12-71 Ti 1	25-302-70-71 Ti 1	25-304-00-71 Ti 1	25-304-55-71 Ti 1
 = 0,6 mm	 = 0,6 mm	 = 0,6 mm	 = 0,6 mm
25-302-12-89 Al 1	25-302-70-89 Al 1	25-304-00-89 Al 1	25-304-55-89 Al 1

$\frac{1}{4}$ 			
25-304-70-09 Ti 5	25-304-85-09 Ti 5	25-306-00-09 Ti 5	25-306-55-09 Ti 5
25-304-70-91 Ti 1	25-304-85-91 Ti 1	25-306-00-91 Ti 1	25-306-55-91 Ti 1
25-304-70-71 Ti 1	25-304-85-71 Ti 1	25-306-00-71 Ti 1	25-306-55-71 Ti 1
 = 0,6 mm	 = 0,6 mm	 = 0,6 mm	 = 0,6 mm
25-304-70-89 Al 1	25-304-85-89 Al 1	25-306-00-89 Al 1	25-306-55-89 Al 1

$\frac{1}{4}$ 	
25-306-70-09 Ti 5	25-306-85-09 Ti 5
25-306-70-91 Ti 1	25-306-85-91 Ti 1
25-306-70-71 Ti 1	25-306-85-71 Ti 1
 = 0,6 mm	 = 0,6 mm
25-306-70-89 Al 1	25-306-85-89 Al 1



25-308-00-09

25-308-00-91

25-308-00-71

= 0,6 mm

25-308-00-89



25-316-00-09

25-316-00-91

25-316-00-71

= 0,6 mm

25-316-00-89

Significado de los iconos

- Titanio puro
- Plantilla de doblado/aluminio
- Grosor de placa
- Unidad de embalaje
- Implantes embalados de forma estéril



25-320-00-09

25-320-00-91

25-320-00-71

= 0,6 mm

25-320-00-89



25-330-24-09

25-330-24-71

= 0,6 mm

25-330-24-89



25-325-06-09

25-325-06-91

25-325-06-71

= 0,6 mm

25-325-06-89



25-325-08-09

25-325-08-91

25-325-08-71

= 0,6 mm

25-325-08-89



25-325-10-09

25-325-10-91

25-325-10-71

= 0,6 mm

25-325-10-89

$\frac{1}{1}$				
	25-310-55-09 Ti 5	25-311-55-09 Ti 5	25-310-70-09 Ti 5	25-311-70-09 Ti 5
	25-310-55-91 Ti 1	25-311-55-91 Ti 1	25-310-70-91 Ti 1	25-311-70-91 Ti 1
	25-310-55-71 Ti 1	25-311-55-71 Ti 1	25-310-70-71 Ti 1	25-311-70-71 Ti 1
	= 0,6 mm	= 0,6 mm	= 0,6 mm	= 0,6 mm
	25-310-55-89 Al 1	25-310-55-89 Al 1	25-310-70-89 Al 1	25-310-70-89 Al 1
$\frac{1}{1}$				
	25-310-85-09 Ti 5	25-311-85-09 Ti 5	25-312-55-09 Ti 5	25-313-55-09 Ti 5
	25-310-85-91 Ti 1	25-311-85-91 Ti 1	25-312-55-91 Ti 1	25-313-55-91 Ti 1
	25-310-85-71 Ti 1	25-311-85-71 Ti 1	25-312-55-71 Ti 1	25-313-55-71 Ti 1
	= 0,6 mm	= 0,6 mm	= 0,6 mm	= 0,6 mm
	25-310-85-89 Al 1	25-310-85-89 Al 1	25-312-55-89 Al 1	25-312-55-89 Al 1
$\frac{1}{1}$				
	25-312-70-09 Ti 5	25-313-70-09 Ti 5	25-312-85-09 Ti 5	25-313-85-09 Ti 5
	25-312-70-91 Ti 1	25-313-70-91 Ti 1	25-312-85-91 Ti 1	25-313-85-91 Ti 1
	25-312-70-71 Ti 1	25-313-70-71 Ti 1	25-312-85-71 Ti 1	25-313-85-71 Ti 1
	= 0,6 mm	= 0,6 mm	= 0,6 mm	= 0,6 mm
	25-312-70-89 Al 1	25-312-70-89 Al 1	25-312-85-89 Al 1	25-312-85-89 Al 1

1/1



25-314-85-09 Ti 5
 25-314-85-91 Ti 1
 25-314-85-71 Ti 1

= 0,6 mm

25-314-85-89 Al 1



25-315-85-09 Ti 5
 25-315-85-91 Ti 1
 25-315-85-71 Ti 1

= 0,6 mm

25-314-85-89 Al 1

Significado de los iconos

- Ti Titanio puro
- Al Plantilla de doblado/aluminio
- Grosor de placa
- 1 Unidad de embalaje
- STERILE IR** Implantes embalados de forma estéril

1/1



25-330-70-09 Ti 5
 25-330-70-91 Ti 1
 25-330-70-71 Ti 1

= 0,6 mm



25-331-70-09 Ti 5
 25-331-70-91 Ti 1
 25-331-70-71 Ti 1

= 0,6 mm

100°



25-330-05-09 Ti 1
 25-330-05-71 Ti 1

= 0,6 mm

25-330-05-89 Al 1

100°



25-331-05-09 Ti 1
 25-331-05-71 Ti 1

= 0,6 mm

25-330-05-89 Al 1

1/1



25-330-85-09 Ti 5
 25-330-85-91 Ti 1
 25-330-85-71 Ti 1

= 0,6 mm

25-330-85-89 Al 1



25-331-85-09 Ti 5
 25-331-85-91 Ti 1
 25-331-85-71 Ti 1

= 0,6 mm


25-330-85-89 Al 1

100°











25-330-10-09 Ti 5
 25-330-10-91 Ti 1
 25-330-10-71 Ti 1

= 0,6 mm



25-331-10-09 Ti 5
 25-331-10-91 Ti 1
 25-331-10-71 Ti 1

= 0,6 mm



1/1



25-322-55-09 Ti 5

25-322-55-91 Ti 1

25-322-55-71 Ti 1

 = 0,6 mm

25-322-55-89 Al 1



25-322-70-09 Ti 5

25-322-70-91 Ti 1

25-322-70-71 Ti 1

 = 0,6 mm

25-322-70-89 Al 1

Significado de los iconos



Titanio puro



Plantilla de doblado/aluminio



Grosor de placa



Unidad de embalaje

STERILE IR

Implantes embalados de forma estéril

1/1



25-322-85-09 Ti 5

25-322-85-91 Ti 1

25-322-85-71 Ti 1

 = 0,6 mm

25-322-85-89 Al 1



25-326-55-09 Ti 5

25-326-55-91 Ti 1

25-326-55-71 Ti 1

 = 0,6 mm

25-326-55-89 Al 1

1/1



25-329-01-09 Ti 1

25-329-01-71 Ti 1

 = 0,6 mm



25-329-02-09 Ti 1

25-329-02-71 Ti 1

 = 0,6 mm

Implantes:
Orthognathics




 = 0,6 mm

Placa mentoniana Lindorf Ti 1	
Desplazamiento	
1 mm	50-302-01-09
3 mm	50-302-03-09
5 mm	50-302-05-09
7 mm	50-302-07-09
9 mm	50-302-09-09
11 mm	50-302-11-09




Significado de los iconos

-  Titanio puro
-  Grosor de placa
-  Unidad de embalaje






Lindorf Le Fort I  		
Distracción	Izquierda	Derecha
0 mm	50-280-00-09	50-282-00-09
3 mm	50-280-03-09	50-282-03-09
5 mm	50-280-05-09	50-282-05-09
7 mm	50-280-07-09	50-282-07-09
9 mm	50-280-09-09	50-282-09-09
11 mm	50-280-11-09	50-282-11-09



Le Fort I según Sundheimer  		
Distracción	Izquierda	Derecha
0 mm	50-287-00-09	50-288-00-09
1 mm	50-287-01-09	50-288-01-09
3 mm	50-287-03-09	50-288-03-09
5 mm	50-287-05-09	50-288-05-09
7 mm	50-287-07-09	50-288-07-09

Implantes: Tornillos y placas ortodónticos

Tornillos ortodónticos

Cuello gingival 1,5 mm					Ti 1
Ø	Figura	Longitud	maxDrive®	Depósito clip	
1,5 mm		6 mm	50-334-08-09	99-340-08-04	
		8 mm	50-334-10-09	99-340-10-04	
		10 mm	50-334-11-09	99-340-11-04	
2,0 mm		6 mm	50-335-11-09	99-345-11-04	
		8 mm	50-335-13-09	99-345-13-04	
		10 mm	50-335-15-09	99-345-15-04	
Cuello gingival 2,0 mm					Ti 1
1,5 mm		8 mm	50-334-12-09	99-340-12-04	
2,0 mm					
		8 mm	50-335-14-09	99-345-14-04	

Tornillos para cartílago Centre-Drive®




2/1

- 25-068-04-09 Ti 10 1,5 x 4 mm
- 25-068-06-09 Ti 10 1,5 x 6 mm
- 25-068-08-09 Ti 10 1,5 x 8 mm
- 25-068-10-09 Ti 10 1,5 x 10 mm

(sin depósito clip)

Placas de condrosíntesis para la reconstrucción de laringe



1/1


- 25-346-16-09 Ti 1

Ø = 0,6 mm



Significado de los iconos

-  Titanio puro
-  Aleación de titanio
-  Grosor de placa
-  Unidad de embalaje



25-301-01-09  
 = 0,6 mm



25-301-02-09  
 = 0,6 mm



25-301-21-09  
 = 1,0 mm




25-301-22-09  
 = 1,0 mm



25-301-03-09  
 = 0,6 mm



25-301-04-09  
 = 0,6 mm




25-301-06-09  
 = 0,6 mm



25-301-17-09  
 = 1,0 mm



25-301-19-09  
 = 1,0 mm



25-301-31-09  
 = 0,6 mm



25-301-32-09  
 = 0,6 mm



25-301-05-09  
 = 0,6 mm




25-301-23-09  
 = 0,8 mm

Implantes: Cranium

Malla 3D

- Este diseño de malla permite el contorneado tridimensional sin formación de pliegues ni superposición.
- Permite al cirujano la adaptación exacta a las condiciones anatómicas.
- Empleo en combinación con tornillos Drill-Free de KLS Martin del tamaño 1,5 mm.



Significado de los iconos



Titanio puro



Grosor de placa



Unidad de embalaje


STERILE IR

Implantes embalados
de forma estéril



1/1

Malla 3D  	Dimensiones	Grosor de placa 
25-007-80-09	80 x 80 mm	0,3 mm
25-007-80-71	80 x 80 mm	0,3 mm
25-008-80-09	80 x 80 mm	0,6 mm
25-008-80-71	80 x 80 mm	0,6 mm
25-008-12-09	120 x 120 mm	0,6 mm
25-008-20-09	200 x 200 mm	0,6 mm




25-005-12-09  1 80 x 53 mm  = 0,3 mm

25-005-12-71  1 80 x 53 mm  = 0,3 mm

25-006-12-09  1 80 x 53 mm  = 0,6 mm

25-006-12-71  1 80 x 53 mm  = 0,6 mm




25-003-10-09  1 84 x 53 mm  = 0,3 mm

25-003-10-71  1 84 x 53 mm  = 0,3 mm

25-005-10-09  1 84 x 53 mm  = 0,6 mm

25-005-10-71  1 84 x 53 mm  = 0,6 mm




25-040-25-09  1 85 x 53 mm  = 0,2 mm

25-040-25-71  1 85 x 53 mm  = 0,2 mm

Significado de los iconos


-  Titanio puro
-  Grosor de placa
-  Unidad de embalaje
-  Implantes embalados de forma estéril



1/1

25-004-25-09   160 x 135 mm  = 0,6 mm

Para cubrir los defectos de mayor tamaño, nuestro programa de mallas ofrece placas-malla especiales grandes para el tratamiento de defectos craneales o para la reconstrucción de la mandíbula, entre otros.




25-015-03-09  1
25-015-03-71  1
 = 0,6 mm

25-015-04-09  1
25-015-04-71  1
 = 0,6 mm

25-015-06-09  1
25-015-06-71  1
 = 0,6 mm

25-015-08-09  1
25-015-08-71  1
 = 0,6 mm

25-015-24-09  1
25-015-24-71  1
 = 0,6 mm




25-016-06-09  1
25-016-06-71  1
 = 0,6 mm

25-016-10-09  1
25-016-10-71  1
 = 0,6 mm

25-017-04-09  1
25-017-04-71  1
 = 0,6 mm

25-017-06-09  1
25-017-06-71  1
 = 0,6 mm



25-017-08-09  1
25-017-08-71  1
 = 0,6 mm



25-017-12-09  1
25-017-12-71  1
 = 0,3 mm

25-017-16-09  1
25-017-16-71  1
 = 0,6 mm

25-017-24-09  1
25-017-24-71  1
 = 0,6 mm




50-310-08-09  

50-310-08-71  

Ø 18 mm

plana con drenaje

 = 0,6 mm



50-310-09-09  

50-310-09-71  

Ø 18 mm

premoldeada con drenaje

 = 0,6 mm



50-310-11-09  

50-310-11-71  

Ø 18 mm

premoldeada con drenaje

 = 0,6 mm


Significado de los iconos

 Titanio puro

 Grosor de placa

 Unidad de embalaje

STERILE IR Implantes embalados de forma estéril



50-310-12-09  

50-310-12-71  

Ø 12 mm

plana

 = 0,6 mm



50-310-17-09  

50-310-17-71  

Ø 17 mm

plana

 = 0,6 mm



50-310-22-09  

50-310-22-71  

Ø 12 mm

premoldeada

 = 0,3 mm



50-310-27-09  

50-310-27-71  

Ø 17 mm

premoldeada

 = 0,3 mm



50-310-32-09  

50-310-32-71  

Ø 18 mm

premoldeada

 = 0,3 mm



25-003-02-09    = 0,3 mm

25-003-02-71    = 0,3 mm

25-004-02-09    = 0,6 mm

25-004-02-71    = 0,6 mm

Instrumentos: Destornilladores y hojas

Destornilladores y hojas

Centre-Drive®  maxDrive® 							
Hojas aptas para		Longitud	25-480-99-07*	25-402-99-07*	25-407-03-04	25-407-04-04* aplanada	25-407-05-04* aplanada
25-431-98-07	 1,5 mm	61 mm	x				
25-430-98-07	 1,5 mm	80 mm		x			
25-489-97-07	 1,5 mm	80 mm		x			
25-485-97-07	 1,5 mm Neuro	58 mm		x			
25-438-97-07	 1,5 mm	80 mm			x	x	x
25-433-97-07	 1,5 mm Neuro	58 mm			x	x	x
25-433-98-07	 1,5 mm L	120 mm			x	x	x

* Para el almacenamiento en los módulos LevelOne



Significado de los iconos

-  Acero inoxidable
-  maxDrive®
-  Centre-Drive®

Clips de medida



25-650-02-04

Clip de medida para longitud de los tornillos, verde



25-651-01-04

Clip de medida para diámetro de los tornillos



1/2

25-438-98-07 

Manguito para 25-438-97-07 para soltar la autosujeción



1/4

25-432-16-07  1,5 mm

Destornillador, rígido, no desmontable



1/4

25-486-15-07  1,5 mm

Destornillador, rígido, no desmontable



1/2

25-422-15-07  1,5 mm

25-424-15-07  1,5 mm
Destornillador para injerto óseo




1/2

25-480-15-07 

Casquillo de sujeción para la explantación de tornillos

Instrumentos:

Brocas

Brocas				
	Acoplamiento en J			
	Ø x L (mm)	Tope (mm)	STERILE IR	
	1,1 x 50 mm	—	25-452-00-07	5
	1,1 x 50 mm	—	25-452-00-91	1
	1,1 x 50 mm	—	25-452-00-71	1
	1,1 x 50 mm	3,5	25-452-03-07	5
	1,1 x 50 mm	3,5	25-452-03-91	1
	1,1 x 50 mm	5	25-452-05-07	5
	1,1 x 50 mm	5	25-452-05-91	1
	1,1 x 50 mm	5	25-452-05-71	1
	1,1 x 50 mm	7	25-452-07-07	5
	1,1 x 50 mm	7	25-452-07-91	1
	1,1 x 50 mm	7	25-452-07-71	1
	1,1 x 50 mm	9	25-452-09-07	5
	1,1 x 50 mm	9	25-452-09-91	1
	1,1 x 50 mm	9	25-452-09-71	1
	1,1 x 50 mm	15	25-452-15-07	5
	1,1 x 50 mm	15	25-452-15-91	1
	1,1 x 50 mm	15	25-452-15-71	1
	1,1 x 105 mm	3,5	50-511-35-07	1
	1,1 x 105 mm	3,5	50-511-35-71	1
	1,1 x 105 mm	5	50-511-05-07	1
	1,1 x 105 mm	5	50-511-05-71	1
	1,1 x 105 mm	7	25-452-57-07	1
	1,1 x 105 mm	7	25-452-57-71	1
	1,1 x 105 mm	21	25-452-61-07	1
	1,1 x 105 mm	21	25-452-61-71	1



Significado de los iconos

-  Acero inoxidable
-  Acoplamiento en J
-  Acoplamiento dental
-  Unidad de embalaje

STERILE IR Implantes embalados de forma estéril

Brocas

 	Acoplamiento dental			
	Ø x L (mm)	Tope (mm)		
	1,1 x 30 mm	17	50-920-00-07	
	1,1 x 20 mm	7	50-920-07-07	
	1,1 x 45 mm	5	25-458-05-07	
	1,1 x 45 mm	7	25-458-07-07	
	1,1 x 45 mm	15	25-458-15-07	


Instrumentos



25-496-15-09 **Ti** 1
15 cm/6"
Pinza para sujetar placas



25-441-16-07 **St** 1
15,5 cm/6"
Pinza para sujetar placas, curva



Lindorf
25-435-15-07 **St** 1
18 cm/6 1/4"
Instrumento para sujetar placas



Significado de los iconos

- St** Acero inoxidable
- Ti** Aleación de titanio
- 1** Unidad de embalaje



$\frac{1}{2}$

25-412-12-07 **St** **1** **TC GOLD**

12 cm/4 $\frac{3}{4}$ "

Alicates de moldeado
con insertos de carburo de tungsteno



$\frac{1}{2}$

25-416-13-07 **St** **1**

13 cm/5 $\frac{1}{4}$ "

Alicates de doblado




$\frac{1}{2}$

25-420-16-07 **St** **1** **TC GOLD**

16 cm/6 $\frac{1}{4}$ "

Cortadora de placas
con insertos de carburo de tungsteno

Instrumentos



50-502-10-07 **St** 1

16 cm/6 1/4"

Alicates multifunción para los sistemas 1,0/1,5/2,0 con funciones de doblado 3D, doblado de 90° y corte

50-502-98-07 **St** 1

Juego de plaquitas de corte de repuesto para 50-502-10-07



50-502-11-07 **St** 1

20 cm/8"

Alicates de corte para implantes, para los sistemas 1,0/1,5/2,0

50-502-99-07 **St** 1

Juego de plaquitas de corte de repuesto para 50-502-11-07



Significado de los iconos

- St** Acero inoxidable
- 1** Unidad de embalaje



$\frac{1}{2}$

25-050-00-07 **St** **1**

Cortador de malla

25-050-98-07 **St** **1**


Juego de plaquitas de corte de repuesto
para 25-050-00-07



$\frac{1}{2}$

25-052-18-07 **St** **1**

20 cm / 7 $\frac{7}{8}$ "



$\frac{1}{1}$

$\frac{1}{2}$

TC GOLD

Universal

11-995-12-07 **St** **1**

12 cm / 4 $\frac{3}{4}$ "

con insertos de carburo de tungsteno

Almacenamiento: Implantes



55-961-02-04

Módulo Micro de 1.5 mm completo, sin implantes

Módulo Micro de 1.5 mm

55-961-02-04	Módulo Micro de 1.5 mm completo compuesto por:
55-962-02-04	Módulo de inserción con rieles de módulo verdes
55-963-02-04	Tapa para módulo Micro de 1.5 mm
55-964-02-04	Inserto para Micro 1.5 universal
55-964-06-04	Inserto para Micro 1.5 mm traumatología
El inserto 55-964-02-04 está preparado para los implantes siguientes:	
25-304-00-09	Microplaca, 4 orificios, recta
25-304-55-09	Microplaca, 4 orificios, recta, corta
25-306-00-09	Microplaca, 6 orificios, recta
25-306-55-09	Microplaca, 6 orificios, recta, corta
25-308-00-09	Microplaca, 8 orificios, recta
25-310-70-09	Microplaca, 4 orificios, forma de L, izquierda, mediana
25-310-85-09	Microplaca, 4 orificios, forma de L, izquierda, larga
25-311-70-09	Microplaca, 4 orificios, forma de L, derecha, mediana
25-311-85-09	Microplaca, 4 orificios, forma de L, derecha, larga
25-314-85-09	Microplaca, 5 orificios, forma de L, izquierda, larga, 100°
25-315-06-09	Microplaca, 6 orificios, forma de T
25-315-85-09	Microplaca, 5 orificios, forma de L, derecha, larga, 100°
25-316-00-09	Microplaca, 16 orificios, recta
25-320-70-09	Microplaca, 5 orificios, forma de Y, mediana
25-322-55-09	Microplaca, 6 orificios, forma de doble Y, corta
25-326-55-09	Microplaca, 4 orificios, forma de cruz
El inserto 55-964-06-04 está preparado para los implantes siguientes:	
25-325-10-09	Microplaca, 10 orificios, curva
25-329-05-09	Microplaca, 6 orificios, forma de Y
25-330-05-09	Microplaca, 7 orificios, forma de L, izquierda
25-330-07-09	Microplaca, 6 orificios, forma de T
25-330-24-09	Microplaca, 24 orificios, recta
25-330-85-09	Microplaca, 6 orificios, forma de L, izquierda
25-331-05-09	Microplaca, 7 orificios, forma de L, derecha
25-331-85-09	Microplaca, 6 orificios, forma de L, derecha



55-962-22-04
Módulo de almacenamiento para tornillos de 1.5 mm, sin tapa

55-963-08-04
Tapa




55-962-32-04
Módulo de inserción doble

Almacenamiento: Implantes




55-961-04-04
Módulo de neurocirugía de 1.5 mm completo, sin implantes

Módulo de neurocirugía de 1.5 mm	
55-961-04-04	Módulo de neurocirugía de 1.5 mm completo compuesto por:
55-962-02-04	Módulo de inserción con rieles de módulo verdes
55-963-04-04	Tapa para módulo de neurocirugía de 1.5 mm
55-964-04-04	Inserto para módulo de neurocirugía de 1.5 mm
55-964-17-04	Inserto universal
El inserto 55-964-04-04 está preparado para los implantes siguientes:	
25-015-04-09	Malla Micro, 2 x 2 orificios
25-015-06-09	Malla Micro, 3 x 2 orificios
25-015-08-09	Malla Micro, 4 x 2 orificios
25-016-06-09	Malla Micro, 3 x 2 orificios
25-016-10-09	Malla Micro, 5 x 2 orificios
25-302-12-09	Microplaca, 2 orificios, recta
25-302-70-09	Microplaca, 2 orificios, recta
25-304-00-09	Microplaca, 4 orificios, recta
25-304-85-09	Microplaca, 4 orificios, recta, larga
25-316-00-09	Microplaca, 16 orificios, recta
25-320-70-09	Microplaca, 5 orificios, forma de Y, mediana
25-322-70-09	Microplaca, 6 orificios, forma de doble Y, mediana
50-310-22-09	Placa de recubrimiento de trépano, 12 mm
50-310-27-09	Placa de recubrimiento de trépano, 17 mm



55-962-12-04
Módulo de almacenamiento sin tapa

55-963-05-04
Tapa, módulo de malla



55-962-12-04
Módulo de almacenamiento de 1.5 mm sin tapa, sin contenido

55-963-09-04
Tapa

Almacenamiento: Implantes



55-961-03-04

Módulo de ortognacia Lindorf de 1.5 mm completo, sin implantes

Módulo de ortognacia Lindorf de .5 mm

55-961-03-04	Módulo de ortognacia Lindorf de 1.5 mm completo compuesto por:
55-962-02-04	Módulo de inserción con rieles de módulo verdes
55-963-03-04	Tapa para módulo de ortognacia Lindorf de 1.5 mm
55-964-11-04	Inserto 1 para módulo de ortognacia Lindorf de 1.5 mm
55-964-12-04	Inserto 2 para módulo de ortognacia Lindorf de 1.5 mm

El inserto 55-964-11-04 está preparado para los implantes siguientes:

50-280-00-09	Placa Lindorf, 0 mm, izquierda
50-280-03-09	Placa Lindorf, 3 mm, izquierda
50-280-05-09	Placa Lindorf, 5 mm, izquierda
50-282-00-09	Placa Lindorf, 0 mm, derecha
50-282-03-09	Placa Lindorf, 3 mm, derecha
50-282-05-09	Placa Lindorf, 5 mm, derecha
50-302-01-09	Placa mentoniana Lindorf, 1 mm
50-302-03-09	Placa mentoniana Lindorf, 3 mm
50-302-05-09	Placa mentoniana Lindorf, 5 mm

El inserto 55-964-12-04 está preparado para los implantes siguientes:

50-280-07-09	Placa Lindorf, 7 mm, izquierda
50-280-09-09	Placa Lindorf, 9 mm, izquierda
50-280-11-09	Placa Lindorf, 11 mm, izquierda
50-282-07-09	Placa Lindorf, 7 mm, derecha
50-282-09-09	Placa Lindorf, 9 mm, derecha
50-282-11-09	Placa Lindorf, 11 mm, derecha
50-302-07-09	Placa mentoniana Lindorf, 7 mm
50-302-09-09	Placa mentoniana Lindorf, 9 mm
50-302-11-09	Placa mentoniana Lindorf, 11 mm



Office Fixation Kit

55-961-28-04	Módulo completo sin contenido compuesto por:
55-962-07-04	Módulo de inserción
55-964-53-04	Elemento insertable 1
55-964-54-04	Elemento insertable 2
55-963-44-04	Tapa

55-961-28-04

Office Fixation Kit, módulo completo sin contenido

Por ejemplo, es adecuado para tornillos y placas ortodónticos

Almacenamiento: Instrumentos



55-969-26-04

Almacenamiento Multi*, configurado, con tapa, sin instrumentos
15 x 30 cm



55-969-16-04

Almacenamiento libre, con tapa, sin alfombra de silicona
15 x 30 cm



55-969-57-04

Almacenamiento Basic*, configurado, con tapa, sin instrumentos
15 x 30 cm



55-969-14-04

Almacenamiento libre, con tapa, sin alfombra de silicona
30 x 30 cm

Módulos de instrumentos

55-969-16-04	15 x 30 cm	Almacenamiento libre, con tapa
55-969-14-04	30 x 30 cm	Almacenamiento libre, con tapa
55-969-26-04	15 x 30 cm	Multi*, configurado, con tapa
55-969-57-04	15 x 30 cm	Basic*, configurado, con tapa

Componentes individuales

55-964-15-04	15 x 30 cm	Almacenamiento libre, sin tapa
55-964-30-04	30 x 30 cm	Almacenamiento libre, sin tapa
55-969-15-04	15 x 30 cm	Multi*, configurado, sin tapa
55-969-47-04	15 x 30 cm	Basic*, configurado, sin tapa
55-963-15-04	15 x 30 cm	Tapa Multi
55-963-16-04	15 x 30 cm	Tapa Basic
55-963-30-04	30 x 30 cm	Tapa
55-969-94-04	15 x 30 cm	Alfombra de silicona para 55-969-16-04
55-969-93-04	30 x 30 cm	Alfombra de silicona para 55-969-14-04

Clips para módulos

55-969-98-04		para el alojamiento de 3 soportes, izquierda
55-969-99-04		para el alojamiento de 3 soportes, derecha

* Multi = almacenamiento preparado para instrumentos multifunción LevelOne

* Basic = almacenamiento preparado para instrumentos tradicionales

Propuestas de kits



55-969-26-04 Bandeja de instrumentos Multi, configurada 15 x 30 cm preparada para:

25-402-99-07	②	Mango de destornillador, mediano
25-406-99-07	②	Mango de destornillador, grande
25-435-10-07	①	Instrumento para sujetar placas Lindorf 1,0 mm
25-435-15-07	①	o instrumento para sujetar placas Lindorf 1,5 mm
25-435-20-07	①	o instrumento para sujetar placas Lindorf 2,0 mm
25-435-25-07	①	o instrumento para sujetar placas Lindorf 2,0 mm Champy
50-502-10-07	②	Alicates multifunción para 1,0/1,5/2,0 mm
50-502-11-07	①	Alicates de corte para 1,0/1,5/2,0 mm



55-969-57-04 Bandeja de instrumentos Basic, configurada 15 x 30 cm preparada para:

25-402-99-07	②	Mango de destornillador, mediano
25-406-99-07	②	Mango de destornillador, grande
25-420-16-07	①	Alicates de corte para placas
25-496-15-09	①	Pinza de sujeción para placas
25-510-12-07	①	Alicates de doblado sistema Mini KLS Martin
25-516-13-07	②	Alicates de moldeado

11

11-995-12-07..... 37

25

25-003-02-09..... 29
 25-003-02-71..... 29
 25-003-10-09..... 26
 25-003-10-71..... 26
 25-004-02-09..... 29
 25-004-02-71..... 29
 25-004-25-09..... 27
 25-005-10-09..... 26
 25-005-10-71..... 26
 25-005-12-09..... 26
 25-005-12-71..... 26
 25-006-12-09..... 26
 25-006-12-71..... 26
 25-007-80-09..... 25
 25-007-80-71..... 25
 25-008-12-09..... 25
 25-008-20-09..... 25
 25-008-80-09..... 25
 25-008-80-71..... 25
 25-015-03-09..... 28
 25-015-03-71..... 28
 25-015-04-09..... 28, 40
 25-015-04-71..... 28
 25-015-06-09..... 28, 40
 25-015-06-71..... 28
 25-015-08-09..... 28, 40
 25-015-08-71..... 28
 25-015-24-09..... 28
 25-015-24-71..... 28
 25-016-06-09..... 28, 40
 25-016-06-71..... 28
 25-016-10-09..... 28, 40
 25-016-10-71..... 28
 25-017-04-09..... 28
 25-017-04-71..... 28
 25-017-06-09..... 28
 25-017-06-71..... 28
 25-017-08-09..... 28
 25-017-08-71..... 28
 25-017-12-09..... 28
 25-017-12-71..... 28
 25-017-16-09..... 28
 25-017-16-71..... 28
 25-017-24-09..... 28
 25-017-24-71..... 28
 25-040-25-09..... 26
 25-040-25-71..... 26
 25-042-15-09..... 12
 25-042-15-71..... 12
 25-042-16-09..... 12
 25-042-16-71..... 12
 25-043-01-09..... 13
 25-043-01-71..... 13
 25-043-02-09..... 13
 25-043-02-71..... 13
 25-043-09-09..... 13
 25-043-09-71..... 13

25-043-16-09..... 12
 25-043-17-09..... 12
 25-044-32-09..... 10
 25-044-32-71..... 10
 25-044-33-09..... 10
 25-044-33-71..... 10
 25-045-35-09..... 11
 25-045-35-71..... 11
 25-045-36-09..... 11
 25-045-36-71..... 11
 25-045-40-09..... 11
 25-045-40-71..... 11
 25-045-41-09..... 11
 25-045-41-71..... 11
 25-050-00-07..... 37
 25-050-98-07..... 37
 25-052-18-07..... 37
 25-068-04-09..... 22
 25-068-06-09..... 22
 25-068-08-09..... 22
 25-068-10-09..... 22
 25-301-01-09..... 23
 25-301-02-09..... 23
 25-301-03-09..... 23
 25-301-04-09..... 23
 25-301-05-09..... 23
 25-301-06-09..... 23
 25-301-17-09..... 23
 25-301-19-09..... 23
 25-301-21-09..... 23
 25-301-22-09..... 23
 25-301-23-09..... 23
 25-301-31-09..... 23
 25-301-32-09..... 23
 25-302-12-09..... 14, 40
 25-302-12-71..... 14
 25-302-12-89..... 14
 25-302-12-91..... 14
 25-302-70-09..... 14, 40
 25-302-70-71..... 14
 25-302-70-89..... 14
 25-302-70-91..... 14
 25-304-00-09... 14, 38, 40
 25-304-00-71..... 14
 25-304-00-89..... 14
 25-304-00-91..... 14
 25-304-55-09..... 14, 38
 25-304-55-71..... 14
 25-304-55-89..... 14
 25-304-55-91..... 14
 25-304-70-09..... 14
 25-304-70-71..... 14
 25-304-70-89..... 14
 25-304-70-91..... 14
 25-304-85-09..... 14, 40
 25-304-85-71..... 14
 25-304-85-89..... 14
 25-304-85-91..... 14
 25-306-00-09..... 14, 38
 25-306-00-71..... 14
 25-306-00-89..... 14

25-306-00-91..... 14
 25-306-55-09..... 14, 38
 25-306-55-71..... 14
 25-306-55-89..... 14
 25-306-55-91..... 14
 25-306-70-09..... 14
 25-306-70-71..... 14
 25-306-70-89..... 14
 25-306-70-91..... 14
 25-306-85-09..... 14
 25-306-85-71..... 14
 25-306-85-89..... 14
 25-306-85-91..... 14
 25-308-00-09..... 15, 38
 25-308-00-71..... 15
 25-308-00-89..... 15
 25-308-00-91..... 15
 25-310-55-09..... 16
 25-310-55-71..... 16
 25-310-55-89..... 16
 25-310-55-91..... 16
 25-310-70-09..... 16, 38
 25-310-70-71..... 16
 25-310-70-89..... 16
 25-310-70-91..... 16
 25-310-85-09..... 16, 38
 25-310-85-71..... 16
 25-310-85-89..... 16
 25-310-85-91..... 16
 25-311-55-09..... 16
 25-311-55-71..... 16
 25-311-55-91..... 16
 25-311-70-09..... 16, 38
 25-311-70-71..... 16
 25-311-70-91..... 16
 25-311-85-09..... 16, 38
 25-311-85-71..... 16
 25-311-85-91..... 16
 25-312-55-09..... 16
 25-312-55-71..... 16
 25-312-55-89..... 16
 25-312-55-91..... 16
 25-312-70-09..... 16
 25-312-70-71..... 16
 25-312-70-89..... 16
 25-312-70-91..... 16
 25-312-85-09..... 16
 25-312-85-71..... 16
 25-312-85-89..... 16
 25-312-85-91..... 16
 25-313-55-09..... 16
 25-313-55-71..... 16
 25-313-55-91..... 16
 25-313-70-09..... 16
 25-313-70-71..... 16
 25-313-70-91..... 16
 25-313-85-09..... 16
 25-313-85-71..... 16
 25-313-85-91..... 16
 25-314-85-09..... 17, 38
 25-314-85-71..... 17

25-314-85-89..... 17
 25-314-85-91..... 17
 25-315-06-09..... 18, 38
 25-315-06-71..... 18
 25-315-06-89..... 18
 25-315-06-91..... 18
 25-315-85-09..... 17, 38
 25-315-85-71..... 17
 25-315-85-91..... 17
 25-316-00-09... 15, 38, 40
 25-316-00-71..... 15
 25-316-00-89..... 15
 25-316-00-91..... 15
 25-316-06-91..... 18
 25-317-06-91..... 18
 25-320-00-09..... 15
 25-320-00-71..... 15
 25-320-00-89..... 15
 25-320-00-91..... 15
 25-320-55-09..... 18
 25-320-55-71..... 18
 25-320-55-89..... 18
 25-320-55-91..... 18
 25-320-70-09... 18, 38, 40
 25-320-70-71..... 18
 25-320-70-89..... 18
 25-320-70-91..... 18
 25-320-85-09..... 18
 25-320-85-71..... 18
 25-320-85-89..... 18
 25-320-85-91..... 18
 25-322-55-09..... 19, 38
 25-322-55-71..... 19
 25-322-55-89..... 19
 25-322-55-91..... 19
 25-322-70-09..... 19, 40
 25-322-70-71..... 19
 25-322-70-89..... 19
 25-322-70-91..... 19
 25-322-85-09..... 19
 25-322-85-71..... 19
 25-322-85-89..... 19
 25-322-85-91..... 19
 25-325-06-09..... 15
 25-325-06-71..... 15
 25-325-06-89..... 15
 25-325-06-91..... 15
 25-325-08-09..... 15
 25-325-08-71..... 15
 25-325-08-89..... 15
 25-325-08-91..... 15
 25-325-10-09..... 15, 38
 25-325-10-71..... 15
 25-325-10-89..... 15
 25-325-10-91..... 15
 25-326-55-09..... 19, 38
 25-326-55-71..... 19
 25-326-55-89..... 19
 25-326-55-91..... 19
 25-329-01-09..... 19
 25-329-01-71..... 19

25-329-02-09..... 19
 25-329-02-71..... 19
 25-329-05-09..... 18, 38
 25-329-05-71..... 18
 25-329-05-89..... 18
 25-330-05-09..... 17, 38
 25-330-05-71..... 17
 25-330-05-89..... 17
 25-330-07-09..... 18, 38
 25-330-07-71..... 18
 25-330-07-89..... 18
 25-330-10-09..... 17
 25-330-10-71..... 17
 25-330-10-91..... 17
 25-330-24-09..... 15, 38
 25-330-24-71..... 15
 25-330-24-89..... 15
 25-330-24-91..... 15
 25-330-70-09..... 17
 25-330-70-71..... 17
 25-330-70-91..... 17
 25-330-85-09..... 17, 38
 25-330-85-71..... 17
 25-330-85-89..... 17
 25-330-85-91..... 17
 25-331-05-09..... 17, 38
 25-331-05-71..... 17
 25-331-10-09..... 17
 25-331-10-71..... 17
 25-331-10-91..... 17
 25-331-70-09..... 17
 25-331-70-71..... 17
 25-331-70-91..... 17
 25-331-85-09..... 17, 38
 25-331-85-71..... 17
 25-331-85-91..... 17
 25-336-11-09..... 18
 25-336-11-71..... 18
 25-336-11-91..... 18
 25-337-11-09..... 18
 25-337-11-71..... 18
 25-337-11-91..... 18
 25-346-16-09..... 22
 25-402-99-07..... 30, 45
 25-406-99-07..... 45
 25-407-03-04..... 30
 25-407-04-04..... 30
 25-407-05-04..... 30
 25-412-12-07..... 35
 25-416-13-07..... 35
 25-420-16-07..... 35, 45
 25-422-15-07..... 31
 25-424-15-07..... 31
 25-430-98-07..... 30
 25-431-98-07..... 30
 25-432-16-07..... 31
 25-433-97-07..... 30
 25-433-98-07..... 30
 25-435-10-07..... 45
 25-435-15-07..... 34, 45
 25-435-20-07..... 45

25-435-25-07..... 45
 25-438-97-07..... 30
 25-438-98-07..... 31
 25-441-16-07..... 34
 25-452-00-07..... 32
 25-452-00-71..... 32
 25-452-00-91..... 32
 25-452-03-07..... 32
 25-452-03-91..... 32
 25-452-05-07..... 32
 25-452-05-71..... 32
 25-452-05-91..... 32
 25-452-07-07..... 32
 25-452-07-71..... 32
 25-452-07-91..... 32
 25-452-09-07..... 32
 25-452-09-71..... 32
 25-452-09-91..... 32
 25-452-15-07..... 32
 25-452-15-71..... 32
 25-452-15-91..... 32
 25-452-57-07..... 32
 25-452-57-71..... 32
 25-452-61-07..... 32
 25-452-61-71..... 32
 25-458-05-07..... 33
 25-458-07-07..... 33
 25-458-15-07..... 33
 25-480-15-07..... 31
 25-480-99-07..... 30
 25-485-97-07..... 30
 25-486-15-07..... 31
 25-489-97-07..... 30
 25-496-15-09..... 34, 45
 25-510-12-07..... 45
 25-516-13-07..... 45
 25-650-02-04..... 31
 25-651-01-04..... 31
 25-665-03-09..... 9
 25-665-03-75..... 9
 25-665-04-09..... 9
 25-665-04-75..... 9
 25-665-05-09..... 9
 25-665-05-75..... 9
 25-665-06-09..... 9
 25-665-06-75..... 9
 25-665-07-09..... 9
 25-665-07-75..... 9
 25-665-08-09..... 9
 25-665-08-75..... 9
 25-665-09-09..... 9
 25-665-09-75..... 9
 25-665-11-09..... 9
 25-665-11-75..... 9
 25-665-13-09..... 9
 25-665-13-75..... 9
 25-665-15-09..... 9
 25-665-15-75..... 9
 25-666-03-09..... 9
 25-666-03-75..... 9
 25-666-05-09..... 9

25-666-05-75..... 9
 25-666-07-09..... 9
 25-666-07-75..... 9
 25-668-04-09..... 9
 25-668-04-75..... 9
 25-668-05-09..... 9
 25-668-05-75..... 9
 25-668-06-09..... 9
 25-668-06-75..... 9
 25-668-07-09..... 9
 25-668-07-75..... 9
 25-875-03-09..... 8
 25-875-03-71..... 8
 25-875-03-75..... 8
 25-875-04-09..... 8
 25-875-04-71..... 8
 25-875-04-75..... 8
 25-875-05-09..... 8
 25-875-05-71..... 8
 25-875-05-75..... 8
 25-875-06-09..... 8
 25-875-06-71..... 8
 25-875-06-75..... 8
 25-875-07-09..... 8
 25-875-07-71..... 8
 25-875-07-75..... 8
 25-875-08-09..... 8
 25-875-08-71..... 8
 25-875-08-75..... 8
 25-875-09-09..... 8
 25-875-09-71..... 8
 25-875-09-75..... 8
 25-875-11-09..... 8
 25-875-11-71..... 8
 25-875-11-75..... 8
 25-875-13-09..... 8
 25-875-13-71..... 8
 25-875-13-75..... 8
 25-875-15-09..... 8
 25-875-15-71..... 8
 25-875-15-75..... 8
 25-875-17-09..... 8
 25-875-19-09..... 8
 25-876-03-09..... 8
 25-876-03-71..... 8
 25-876-03-75..... 8
 25-876-04-09..... 8
 25-876-05-09..... 8
 25-876-05-71..... 8
 25-876-05-75..... 8
 25-876-07-09..... 8
 25-876-07-71..... 8
 25-876-07-75..... 8
 25-878-03-09..... 8
 25-878-03-71..... 8
 25-878-04-09..... 8
 25-878-04-71..... 8
 25-878-04-75..... 8
 25-878-05-09..... 8
 25-878-05-71..... 8
 25-878-05-75..... 8

25-878-06-09..... 8
 25-878-06-71..... 8
 25-878-06-75..... 8
 25-878-07-09..... 8
 25-878-07-71..... 8
 25-878-07-75..... 8

50

50-280-00-09..... 21, 42
 50-280-03-09..... 21, 42
 50-280-05-09..... 21, 42
 50-280-07-09..... 21, 42
 50-280-09-09..... 21, 42
 50-280-11-09..... 21, 42
 50-282-00-09..... 21, 42
 50-282-03-09..... 21, 42
 50-282-05-09..... 21, 42
 50-282-07-09..... 21, 42
 50-282-09-09..... 21, 42
 50-282-11-09..... 21, 42
 50-287-00-09..... 21
 50-287-01-09..... 21
 50-287-03-09..... 21
 50-287-05-09..... 21
 50-287-07-09..... 21
 50-288-00-09..... 21
 50-288-01-09..... 21
 50-288-03-09..... 21
 50-288-05-09..... 21
 50-288-07-09..... 21
 50-302-01-09..... 20, 42
 50-302-03-09..... 20, 42
 50-302-05-09..... 20, 42
 50-302-07-09..... 20, 42
 50-302-09-09..... 20, 42
 50-302-11-09..... 20, 42
 50-310-08-09..... 29
 50-310-08-71..... 29
 50-310-09-09..... 29
 50-310-09-71..... 29
 50-310-11-09..... 29
 50-310-11-71..... 29
 50-310-12-09..... 29
 50-310-12-71..... 29
 50-310-17-09..... 29
 50-310-17-71..... 29
 50-310-22-09..... 29, 40
 50-310-22-71..... 29
 50-310-27-09..... 29, 40
 50-310-27-71..... 29
 50-310-32-09..... 29
 50-310-32-71..... 29
 50-334-08-09..... 22
 50-334-10-09..... 22
 50-334-11-09..... 22
 50-334-12-09..... 22
 50-335-11-09..... 22
 50-335-13-09..... 22
 50-335-14-09..... 22
 50-335-15-09..... 22
 50-502-10-07..... 36, 45

50-502-11-07..... 36, 45
 50-502-98-07..... 36
 50-502-99-07..... 36
 50-511-05-07..... 32
 50-511-05-71..... 32
 50-511-35-07..... 32
 50-511-35-71..... 32
 50-920-00-07..... 33
 50-920-07-07..... 33

55

55-961-02-04..... 38
 55-961-03-04..... 42
 55-961-04-04..... 40
 55-961-28-04..... 43
 55-962-02-04... 38, 40, 42
 55-962-07-04..... 43
 55-962-12-04..... 41, 43
 55-962-22-04..... 39
 55-962-32-04..... 39
 55-963-02-04..... 38
 55-963-03-04..... 42
 55-963-04-04..... 40
 55-963-05-04..... 41
 55-963-08-04..... 39
 55-963-09-04..... 41
 55-963-15-04..... 45
 55-963-16-04..... 45
 55-963-30-04..... 45
 55-963-44-04.....
 55-964-02-04..... 38
 55-964-04-04..... 40
 55-964-06-04..... 38
 55-964-11-04..... 42
 55-964-12-04..... 42
 55-964-15-04..... 45
 55-964-17-04..... 40
 55-964-30-04..... 45
 55-964-53-04..... 43
 55-964-54-04..... 43
 55-969-14-04..... 44, 45
 55-969-15-04..... 45
 55-969-16-04..... 44, 45
 55-969-26-04..... 44, 45
 55-969-47-04..... 45
 55-969-57-04..... 45
 55-969-93-04..... 45
 55-969-94-04..... 45
 55-969-98-04..... 45
 55-969-99-04..... 45

99

99-340-08-04..... 22
 99-340-10-04..... 22
 99-340-11-04..... 22
 99-340-12-04..... 22
 99-345-11-04..... 22
 99-345-13-04..... 22
 99-345-14-04..... 22
 99-345-15-04..... 22

KLS Martin Group

KLS Martin Australia Pty Ltd.

Sidney · Australia
Tel. +61 2 9439 5316
australia@klsmartin.com

KLS Martin do Brasil Ltda.

São Paulo · Brasil
Tel. +55 11 3554 2299
brazil@klsmartin.com

KLS Martin Medical (Shanghai) International Trading Co., Ltd.

Shanghái · China
Tel. +86 21 5820 6251
info@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Dubái · Emiratos Árabes Unidos
Tel. +971 4 454 16 55
middleeast@klsmartin.com

KLS Martin LP

Jacksonville · Florida, Estados Unidos
Tel. +1 904 641 77 46
usa@klsmartin.com

KLS Martin India Pvt Ltd.

Chennai · India
Tel. +91 44 66 442 300
india@klsmartin.com

KLS Martin Italia S.r.l.

Milán · Italia
Tel. +39 039 605 67 31
info@klsmartin.com

KLS Martin Japan K.K.

Tokio · Japón
Tel. +81 3 3814 1431
info@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Penang · Malasia
Tel. +604 261 7060
malaysia@klsmartin.com

KLS Martin de México, S.A. de C.V.

Ciudad de México · México
Tel. +52 55 7572 0944
mexico@klsmartin.com

KLS Martin Nederland B.V.

Huizen · Países Bajos
Tel. +31 35 523 45 38
infonl@klsmartin.com

KLS Martin UK Ltd.

Reading · Reino Unido
Tel. +44 118 467 1500
info.uk@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Moscú · Rusia
Tel. +7 499 792 76 19
russia@klsmartin.com

KLS Martin Taiwan Ltd.

Taipei · Taiwán
Tel. +886 2 2325 3169
taiwan@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Hanoi · Vietnam
Tel. +49 7461 706-0
info@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Una sociedad de KLS Martin Group

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Alemania
Apdo. de correos 60 · 78501 Tuttlingen · Alemania
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com