



Neuro Flap Fix Kit estéril

Para la fijación sencilla y estable de colgajos óseos y fracturas de cráneo

Tres placas de perfil bajo con dos agujeros y seis tornillos autoperforantes maxDrive® reunidas en un kit estéril aportan numerosas ventajas, tanto para el paciente como para el usuario:

- Rápido y sencillo
- Máxima estabilidad
- Fijación segura
- Retención máxima en el hueso

Y como se trata de un kit estéril:

- Limpieza y esterilidad garantizada
- Seguridad máxima
- Siempre disponible para ser utilizado
- Trazabilidad completa
- Con etiquetas adhesivas para la documentación del paciente, el informe quirúrgico y el nuevo pedido

El Neuro Flap Fix Kit estéril (nº ref. 25-302-10-71) incluye:

- 3 x placas micro de perfil bajo con 2 agujeros
- 6 x tornillos maxDrive® de 1,5 mm, longitud 4,0 mm, autoperforantes

**Aplicación acreditada
– nuevo diseño**

KLS Martin Group

KLS Martin Australia Pty Ltd.

Sídney · Australia
Tel. +61 2 9439 5316
australia@klsmartin.com

KLS Martin do Brasil Ltda.

São Paulo · Brasil
Tel. +55 11 3554 2299
brazil@klsmartin.com

KLS Martin Medical (Shanghai) International Trading Co., Ltd.

Shanghái · China
Tel. +86 21 5820 6251
china@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

Dubai · Emiratos Árabes Unidos
Tel. +971 4 454 16 55
middleeast@klsmartin.com

KLS Martin LP

Jacksonville · Florida, Estados Unidos
Tel. +1 904 641 77 46
usa@klsmartin.com

KLS Martin India Pvt Ltd.

Chennai · India
Tel. +91 44 66 442 300
india@klsmartin.com

Martin Italia S.r.l.

Milán · Italia
Tel. +39 039 605 67 31
italia@klsmartin.com

Nippon Martin K.K.

Tokio · Japón
Tel. +81 3 3814 1431
nippon@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Penang · Malasia
Tel. +604 505 7838
malaysia@klsmartin.com

KLS Martin de México S.A. de C.V.

Ciudad de México · México
Tel. +52 55 7572 0944
mexico@klsmartin.com

Martin Nederland/Marned B.V.

Huizen · Países Bajos
Tel. +31 35 523 45 38
nederland@klsmartin.com

KLS Martin UK Ltd.

Reading · Reino Unido
Tel. +44 1189 000 570
uk@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

Moscú · Rusia
Tel. +7 499 792-76-19
russia@klsmartin.com

KLS Martin Taiwan Ltd.

Taipei 106 · Taiwán
Tel. +886 2 2325 3169
taiwan@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

Una sociedad de KLS Martin Group

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Alemania
Casilla postal 60 · 78501 Tuttlingen · Alemania
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com

