




SAM

Standard Approach Mesh

Implantes de mallas preformadas de titanio



La cirugía oral y maxilofacial es nuestra pasión. Y nuestra pretensión es seguir desarrollándola codo con codo con nuestros clientes. Trabajamos cada día para desarrollar productos y servicios innovadores que respondan a las máximas exigencias de calidad y contribuyan al bienestar de los pacientes.

SAM – Standard Approach Mesh

Implantes de mallas preformadas de titanio

Ventajas


- Implantes y plantillas de mallas preformadas de titanio para 11 accesos estándar
- Los tamaños y las formas de las mallas se crearon basándose en una colección de imágenes de TAC en pacientes adultos, de forma que se ha desarrollado la mejor adaptación "promedio" posible de los implantes
- Titanio de 0,6 mm de grosor: rígido, pero a pesar de ello capaz de deformarlo ligeramente para poder adaptarlo a cualquier anatomía individual de paciente
- Utilización en combinación con los tornillos Neuro maxDrive® Drill-Free de 1,5 mm de KLS Martin
- Cada implante se suministra con un rótulo de identificación removible para facilitar la orientación y maximizar el control de existencias (véase más abajo)
- También están disponibles en versión estéril




Color azul indica dirección frontal de la malla



25-007-05-09
Malla conformada con
rótulo de identificación






25-007-01-09  

25-007-01-71  

Malla para acceso bifrontal

 = 0,6 mm

SAM – Standard Approach Mesh Implantes de mallas preformadas de titanio




25-007-02-09  

25-007-02-71  

Malla para acceso pterional, izquierda

 = 0,6 mm



25-007-04-09  

25-007-04-71  

Malla para acceso parietal, izquierda

 = 0,6 mm




25-007-06-09  

25-007-06-71  

Malla para acceso parasagital anterior

 = 0,6 mm




25-007-03-09  

25-007-03-71  

Malla para acceso pterional, derecha

 = 0,6 mm



25-007-05-09  

25-007-05-71  

Malla para acceso parietal, derecha

 = 0,6 mm




25-007-07-09  

25-007-07-71  

Malla para acceso parasagital posterior

 = 0,6 mm



25-007-00-09

Juego de mallas, preconformadas,

● = 0,6 mm completo

25-007-70-09

Juego de plantillas

Explicación de iconos

Ti

Titanio puro

1

Cantidad/unidades por envase

●

Perfil de placa

STERILE | R

Implantes envasados en estado estéril




25-007-08-09 Ti 1

25-007-08-71 Ti 1

Malla para acceso suboccipital, izquierda

● = 0,6 mm




25-007-10-09 Ti 1

25-007-10-71 Ti 1

Malla para acceso frontotemporoparietal, izquierda

● = 0,6 mm



25-007-13-09 Ti 1

25-007-13-71 Ti 1

Malla para acceso frontotemporoparietal, izquierda, XL

● = 0,6 mm




25-007-09-09 Ti 1

25-007-09-71 Ti 1

Malla para acceso suboccipital, derecha

● = 0,6 mm




25-007-11-09 Ti 1

25-007-11-71 Ti 1

Malla para acceso frontotemporoparietal, derecha

● = 0,6 mm



25-007-14-09 Ti 1

25-007-14-71 Ti 1

Malla para acceso frontotemporoparietal, derecha, XL

● = 0,6 mm

SAM – Standard Approach Mesh Implantes de mallas preformadas de titanio



55-969-32-04 Bandeja para mallas, 30 x 30 cm, con tapa y alfombrilla de silicona

Standard Approach Mesh

25-007-00-09	Juego de mallas, preconformadas, 0,6 mm completo, formado por:	Cant./ud.
25-007-01-09	Malla para acceso bifrontal	1
25-007-02-09	Malla para acceso pterional, izquierda	1
25-007-03-09	Malla para acceso pterional, derecha	1
25-007-04-09	Malla para acceso parietal, izquierda	1
25-007-05-09	Malla para acceso parietal, derecha	1
25-007-06-09	Malla para acceso parasagital anterior	1
25-007-07-09	Malla para acceso parasagital posterior	1
25-007-08-09	Malla para acceso suboccipital, izquierda	1
25-007-09-09	Malla para acceso suboccipital, derecha	1
25-007-10-09	Malla para acceso frontotemporoparietal, izquierda	1
25-007-11-09	Malla para acceso frontotemporoparietal, derecha	1

Todas las mallas están disponibles en versión estéril



55-969-31-04 Bandeja para mallas, 30 x 60 cm, con tapa y alfombrilla de silicona

Plantillas

25-007-70-09	Juego completo de plantillas de mallas, formado por:	Cant./ud.
25-007-51-09	Plantilla de mallas para acceso bifrontal	
25-007-52-09	Plantilla de mallas para acceso pterional, izquierda	
25-007-53-09	Plantilla de mallas para acceso pterional, derecha	
25-007-54-09	Plantilla de mallas para acceso parietal, izquierda	
25-007-55-09	Plantilla de mallas para acceso parietal, derecha	
25-007-56-09	Plantilla de mallas para acceso parasagital anterior	
25-007-57-09	Plantilla de mallas para acceso parasagital posterior	
25-007-58-09	Plantilla de mallas para acceso suboccipital, izquierda	
25-007-59-09	Plantilla de mallas para acceso suboccipital, derecha	
25-007-60-09	Plantilla de mallas para acceso frontotemporoparietal, izquierda	
25-007-61-09	Plantilla de mallas para acceso frontotemporoparietal, derecha	

KLS Martin Group

KLS Martin Australia Pty Ltd.

Sidney · Australia
Tel. +61 2 9439 5316
australia@klsmartin.com

KLS Martin do Brasil Ltda.

São Paulo · Brasil
Tel. +55 11 3554 2299
brazil@klsmartin.com

KLS Martin Medical (Shanghai) International Trading Co., Ltd.

Shanghái · China
Tel. +86 21 5820 6251
info@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Dubái · Emiratos Árabes Unidos
Tel. +971 4 454 16 55
middleeast@klsmartin.com

KLS Martin LP

Jacksonville · Florida, Estados Unidos
Tel. +1 904 641 77 46
usa@klsmartin.com

KLS Martin India Pvt Ltd.

Chennai · India
Tel. +91 44 66 442 300
india@klsmartin.com

KLS Martin Italia S.r.l.

Milán · Italia
Tel. +39 039 605 67 31
info@klsmartin.com

KLS Martin Japan K.K.

Tokio · Japón
Tel. +81 3 3814 1431
info@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Penang · Malasia
Tel. +604 261 7060
malaysia@klsmartin.com

KLS Martin de México, S.A. de C.V.

Ciudad de México · México
Tel. +52 55 7572 0944
mexico@klsmartin.com

KLS Martin Nederland B.V.

Huizen · Países Bajos
Tel. +31 35 523 45 38
infonl@klsmartin.com

KLS Martin UK Ltd.

Reading · Reino Unido
Tel. +44 118 467 1500
info.uk@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Moscú · Rusia
Tel. +7 499 792 76 19
russia@klsmartin.com

KLS Martin Taiwan Ltd.

Taipei · Taiwán
Tel. +886 2 2325 3169
taiwan@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Hanoi · Vietnam
Tel. +49 7461 706-0
info@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Una sociedad de KLS Martin Group

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Alemania
Apdo. de correos 60 · 78501 Tuttlingen · Alemania
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com